

# EURODENT

[www.eurodent.it](http://www.eurodent.it)

Treat yourself!

**SCOPRI LE 3  
INCREDIBILI  
OFFERTE  
CHE TI  
ABBIAMO  
RISERVATO**



**AUTUNNO 2024**

# EURODENT

pone al centro la tua professionalità:  
esprimi il tuo talento e fai la differenza



## EURODENT è:

- ERGONOMIA** Posizione di lavoro ottimale per raggiungere sempre il miglior risultato del trattamento.
- DESIGN** La bellezza del design crea un ambiente gradevole per il benessere del team odontoiatrico e dei pazienti.
- GARANZIA** Prodotti "Made in Italy" garantiti 3 anni.
- ECONOMIA** L'alta affidabilità del riunito riduce i fermi macchina, ricambi disponibili con costi calmierati per garantire sempre la massima funzionalità.
- SPECIALIST** La capillare rete dei tecnici Eurodent, per un'assistenza H24 che garantisce costantemente l'operatività dello studio.





RIUNITO  
ISOPUS

# P R O M O E S S E N T I A L

Le foto sono indicative, ai fini della promozione vale la descrizione nella scheda tecnica



**3 ANNI  
GARANZIA**

## CONSOLE ODONTOIATRA

- Regolazione indipendente della potenza e degli spray di ogni strumento.
- Sistema di sicurezza per la selezione automatica degli strumenti.
- Dispositivo Anti Retraction Valve agli strumenti.
- Tastiera a membrana per il controllo di:
  - Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa,
  - Accensione e spegnimento lampada scialitica,
  - Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,
  - Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position",
  - Controllo di tutte le funzioni degli strumenti.
- Appoggiastrumenti in silicone e maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.
- Tavoletta portatray singolo su braccio articolato.

## STRUMENTAZIONE

- Modulo con siringa aria - acqua - spray.
- Modulo per turbina a fibre ottiche.
- Modulo con micromotore elettrico ad induzione MCX LED Bien Air.
- Ablatore a Led P-E compatibile EMS o Satelec.

## CONSOLE ASSISTENTE

- Doppio braccio articolato.
- Due canule per aspirazione chirurgica.
- Alloggiamento per strumento supplementare.
- Tastiera a membrana per il controllo di:
  - Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa,
  - Accensione e spegnimento lampada scialitica,
  - Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,
  - Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".
- Maniglia di movimentazione asportabile e autoclavabile.

## GRUPPO IDRICO

- Bacinella in ceramica rotante di 160° estraibile e autoclavabile.
- Fontanelle riempimento bicchiere e lavaggio bacinella asportabili e autoclavabili.
- Aspirazione predisposta per anello umido o liquido.

## POLTRONA AGO4

- Poltrona elettromeccanica completa di braccio sinistro bianco.
- 4 movimenti guidati (salita - discesa della seduta, salita - discesa dello schienale)
- 4 posizioni programmabili.
- Trendelemburg sincronizzato allo schienale.
- Appoggiatesta con doppia articolazione.
- Sicurezze antischiacciamento per base e spalliera.
- Stability Kit.
- Imbottitura comfort.

## PEDALIERA MULTIFUNZIONE

- Attivazione e regolazione della velocità o potenza degli strumenti.
- Attivazione spray e chip air.
- Attivazione dei movimenti della poltrona e dei programmi della stessa.
- Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".

## LAMPADA A LED EOS

- Intensità luminosa da 10.000 a 35.000 lux
- Temperatura colore 5000° K
- Rotazione su 3 assi
- Sensore di accensione/spegnimento touchless, touchpad e accensione/spegnimento automatico utilizzando le preimpostazioni della poltrona
- Maniglie smontabili e autoclavabili

NOVITÀ

### LAMPADA A LED EOS

Design essenziale e raffinato. Funzionalità intuitive. Uso intelligente dei materiali. Grazie alla luminosità senza confronti e all'eccezionale durabilità,

- Intensità luminosa da 10.000 a 35.000 lux
- Temperatura colore 5000° K
- Rotazione su 3 assi
- Sensore di accensione/spegnimento touchless, touchpad e accensione/spegnimento automatico utilizzando le preimpostazioni della poltrona
- Maniglie smontabili e autoclavabili



VALORE COMMERCIALE  
**€ 1.400  
OMAGGIO**

### ABLATORE EU A LED P-E

Ablatore a ultrasuoni piezo-elettrico a fibra ottica tramite led con funzioni scaler, perio e endo compatibile con inserti EMS o Satelec.



Le vibrazioni generate sono assolutamente lineari e longitudinali con ricerca di frequenza automatica in base all'inserto utilizzato.

VALORE COMMERCIALE  
**€ 1.400  
OMAGGIO**

### MOTORE INDUZIONE MCX LED BIEN AIR

Momotore ad induzione MCX per conservativa classica, preparazioni e profilassi. Illuminazione a led.

- Velocità di rotazione compresa fra 1.000 e 40.000 giri/min.
- Torque: 2,5 Nw/cm.
- Più corto del 40%
- Più leggero del 33%
- Con comando elettronico Smart Logic, per una potenza costante e precisa senza sbalzi.



Swiss Made  
**GARANZIA  
3 ANNI**

VALORE COMMERCIALE  
**€ 2.600  
OMAGGIO**

VALORE RIUNITO € ~~21.980~~

PREZZO OFFERTA € **10.990**

**72 CANONI MENSILI A SOLI € 198**

Assicurazione All Risks compresa. **Trasporto, montaggio e IVA esclusi.** Fogli illustrativi, tassi e condizioni presso l'ente erogante.



RIUNITO  
ISOFLEX  
ORTHO

P R O M O  
L O U N G E

IL TUO NUOVO RIUNITO  
PER LO STUDIO  
DI PROFILASSI!

AMBIENTE LOUNGE  
PER IL MASSIMO RELAX  
PER IL PAZIENTE

STRUMENTI NON A VISTA  
PER NON INTIMORIRE IL  
PAZIENTE

SENZA BACINELLA  
PER LA MASSIMA IGIENE

AMBIDESTRO  
PER QUALSIASI OPERATORE

PREZZO IRRIPETIBILE

PAGAMENTO "EASY BUY"  
CON NOLEGGIO OPERATIVO,  
PAGHI DOPO 3 MESI

AFFIDABILITÀ GARANTITA  
3 ANNI!



SCARICA  
LA SCHEDA TECNICA

Le foto sono indicative, ai fini della promozione vale la descrizione nella scheda tecnica

**3 ANNI**  
GARANZIA

NOVITÀ

LAMPADA  
A LED EOS

Design essenziale e raffinato.  
Funzionalità intuitive.  
Uso intelligente dei materiali.  
Grazie alla luminosità  
senza confronti e all'eccezionale  
durabilità,

- Intensità luminosa da 10.000 a 35.000 lux
- Temperatura colore 5000° K
- Rotazione su 3 assi
- Sensore di accensione/spegnimento touchless, touchpad e accensione/spegnimento automatico utilizzando le preimpostazioni della poltrona
- Maniglie smontabili e autoclavabili



VALORE  
COMMERCIALE  
**€ 1.400**  
OMAGGIO

SIRINGA

Modulo siringa completo di siringa Minimate realizzata con materiali di qualità dal design pulito e minimale. Leggera, maneggevole e disegnata con linee ergonomiche, è facile e piacevole da utilizzare.



Sleeve e punta possono essere rimossi, rendendo facile la sterilizzazione in autoclave a 134 °C all'inserto utilizzato.

VALORE  
COMMERCIALE  
**€ 650**  
OMAGGIO

MOTORE INDUZIONE  
MCX LED BIEN AIR

Momotore ad induzione MCX per conservativa classica, preparazioni e profilassi. Illuminazione a led.

- Velocità di rotazione compresa fra 1.000 e 40.000 giri/min.
- Torque: 2,5 Nw/cm.
- Più corto del 40%
- Più leggero del 33%
- Con comando elettronico Smart Logic, per una potenza costante e precisa senza sbalzi.

Swiss Made  
GARANZIA  
3 ANNI

VALORE  
COMMERCIALE  
**€ 2.600**  
OMAGGIO



ABLATORE LED P-E

Ablatore a ultrasuoni piezo-elettrico a fibra ottica tramite led con funzioni scaler, perio e endo compatibile con inserti EMS o Satelec.



Le vibrazioni generate sono assolutamente lineari e longitudinali con ricerca di frequenza automatica in base all'inserto utilizzato.

COMPLETA IL TUO RIUNITO  
(PACK IN OPZIONE)

TURBINA

Modulo turbina a fibre ottiche idoneo per il funzionamento di turbine e sbiancatori a polvere e, specificandolo al momento dell'ordine, può supportare anche il funzionamento di micromotori e ablatori ad aria.

VALORE € —612  
PREZZO OFFERTA **€ 390**

VALORE RIUNITO € ~~16.000~~

PREZZO OFFERTA € **8.880**

**60 CANONI MENSILI A SOLI € 199**

TRASPORTO, MONTAGGIO E IVA ESCLUSI.  
PER IL NOLEGGIO OPERATIVO, RICHIEDI  
LE CONDIZIONI AD [eurodent@eurodent.it](mailto:eurodent@eurodent.it)  
OFFERTA VALIDA FINO AL 31/12/2024



RIUNITO  
OASI

# PROMO DON'T STOP

IL NUOVO RIUNITO  
PRONTO PER IL TUO STUDIO!

PREZZO IRRIPETIBILE

CONSEGNA RAPIDA (10 GG),  
CON I 2 COLORI



Le foto sono indicative, ai fini della promozione vale la descrizione nella scheda tecnica

PAGAMENTO "EASY BUY"  
CON NOLEGGIO OPERATIVO,  
PAGHI DOPO 3 MESI

AFFIDABILITÀ GARANTITA  
3 ANNI!



SCARICA  
LA SCHEDA TECNICA

**3 ANNI**  
GARANZIA

NOVITÀ

### LAMPADA A LED EOS

Design essenziale e raffinato.  
Funzionalità intuitive.  
Uso intelligente dei materiali.  
Grazie alla luminosità  
senza confronti e all'eccezionale  
durabilità,



- Intensità luminosa da 10.000 a 35.000 lux
- Temperatura colore 5000° K
- Rotazione su 3 assi
- Sensore di accensione/spengimento touchless, touchpad e accensione/spengimento automatico utilizzando le preimpostazioni della poltrona
- Maniglie smontabili e autoclavabili

VALORE  
COMMERCIALE  
**€ 1.400**  
OMAGGIO

### SIRINGA

Modulo siringa completo di siringa Minimate realizzata con materiali di qualità dal design pulito e minimale. Leggera, maneggevole e disegnata con linee ergonomiche, è facile e piacevole da utilizzare.



Sleeve e punta possono essere rimossi, rendendo facile la sterilizzazione in autoclave a 134 °C all'inserto utilizzato.

VALORE  
COMMERCIALE  
**€ 650**  
OMAGGIO

### MOTORE INDUZIONE MCX LED BIEN AIR

Momotore ad induzione MCX per conservativa classica, preparazioni e profilassi. Illuminazione a led.

- Velocità di rotazione compresa fra 1.000 e 40.000 giri/min.
- Torque: 2,5 Nw/cm.
- Più corto del 40%
- Più leggero del 33%
- Con comando elettronico Smart Logic, per una potenza costante e precisa senza sbalzi.

**+** Swiss Made  
GARANZIA  
3 ANNI

VALORE  
COMMERCIALE  
**€ 2.600**  
OMAGGIO



### TURBINA

Modulo turbina a fibre ottiche idoneo per il funzionamento di turbine e sbiancatori a polvere e, specificandolo al momento dell'ordine, può supportare anche il funzionamento di micromotori ablatori ad aria.



VALORE  
COMMERCIALE  
**€ 495**  
OMAGGIO

### COMPLETA IL TUO RIUNITO (PACK IN OPZIONE)

#### ABLATORE LED P-E

Ablatore a ultrasuoni piezo-elettrico a fibra ottica tramite led con funzioni scaler, perio e endo compatibile con inserti EMS o Satelec.

Le vibrazioni generate sono assolutamente lineari e longitudinali con ricerca di frequenza automatica in base all'inserto utilizzato.



VALORE € **1.400**  
PREZZO OFFERTA € **900**

VALORE RIUNITO € ~~16.000~~

PREZZO OFFERTA € **8.880**

**60 CANONI MENSILI A SOLI € 199**

TRASPORTO, MONTAGGIO E IVA ESCLUSI.  
PER IL NOLEGGIO OPERATIVO, RICHIEDI  
LE CONDIZIONI AD eurodent@eurodent.it  
OFFERTA VALIDA FINO AL 31/12/2024

# P R O M O H E A L T H

Una vasta selezione di seggiolini professionali appositamente progettati per l'utilizzo in ambito odontoiatrico, medico ed estetico. Studiati per adattarsi a qualsiasi posizione lavorativa, gli sgabelli Eurodent uniscono funzionalità, libertà di movimento e comfort, garantendo al tempo stesso una postura corretta. Innovativi, eleganti, confortevoli e di design... tecnicamente progettati per supportare la vostra professione.



*Ore di lavoro seduti sullo sgabello. Abbiamo pensato anche al comfort del team odontoiatrico, perché una corretta postura e una posizione di lavoro ottimale sono fondamentali per salvaguardare salute e qualità lavorativa.*



## SYNCRO T5

Il sedile anatomico ed il movimento sincronizzato dello schienale permettono al medico di sedere nella posizione più comoda e corretta.

PREZZO CATALOGO € ~~900~~

**PREZZO FINALE € 630**

(\*) Sgabello configurato senza poggiatesta.



## ASSIST

Il sedile rotondo e lo schienale bracciolo semitondo, permettono all'assistente di sedere comodamente, mantenendo la massima rapidità operativa.

PREZZO CATALOGO € ~~800~~

**PREZZO FINALE € 560**

(\*) Sgabello configurato senza poggiatesta.



## HARLEY

Permette di bilanciare perfettamente il peso sulla spina dorsale e di assumere la posizione che riduce al minimo lo stress per legamenti e giunture.

PREZZO CATALOGO € ~~700~~

**PREZZO FINALE € 490**

(\*) Sgabello configurato senza poggiatesta.



SCEGLIAMO ITALIANO



Via Rossini, 26 - 40055 Villanova di Castenaso (BO)  
Tel. 051 780465 - Fax 051 781625  
[eurodent@eurodent.it](mailto:eurodent@eurodent.it) - [www.eurodent.it](http://www.eurodent.it)

**Responsabile commerciale:**  
**Sig. ra Giovanna Dozio - Cell. 393 8875521**

# EURODENT

Treat yourself!