

EURODENT

www.eurodent.it

Treat yourself!

**SCOPRI LE 3
INCREDIBILI
OFFERTE
CHE TI
ABBIAMO
RISERVATO**



24/25

EURODENT

pone al centro la tua professionalità:
esprimi il tuo talento e fai la differenza



EURODENT è:

- ERGONOMIA** Posizione di lavoro ottimale per raggiungere sempre il miglior risultato del trattamento.
- DESIGN** La bellezza del design crea un ambiente gradevole per il benessere del team odontoiatrico e dei pazienti.
- GARANZIA** Prodotti "Made in Italy" garantiti 3 anni.
- ECONOMIA** L'alta affidabilità del riunito riduce i fermi macchina, ricambi disponibili con costi calmierati per garantire sempre la massima funzionalità.
- SPECIALIST** La capillare rete dei tecnici Eurodent, per un'assistenza H24 che garantisce costantemente l'operatività dello studio.



RIUNITO
ISOPPLUS

P R O M O E S S E N T I A L

Le foto sono indicative, ai fini della promozione vale la descrizione nella scheda tecnica



**3 ANNI
GARANZIA**

CONSOLLE ODONTOIATRA

- Regolazione indipendente della potenza e degli spray di ogni strumento.
- Sistema di sicurezza per la selezione automatica degli strumenti.
- Dispositivo Anti Retraction Valve agli strumenti.
- Tastiera a membrana per il controllo di:
 - Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa,
 - Accensione e spegnimento lampada scialitica,
 - Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,
 - Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position",
 - Controllo di tutte le funzioni degli strumenti.
- Appoggiastrumenti in silicone e maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.
- Tavoletta portatray singolo su braccio articolato.

STRUMENTAZIONE

- Modulo con siringa aria - acqua - spray.
- Modulo per turbina a fibre ottiche.
- Modulo con micromotore elettrico ad induzione MCX LED Bien Air.
- Ablatore a Led P-E compatibile EMS o Satelec.

CONSOLLE ASSISTENTE

- Doppio braccio articolato.
- Due canule per aspirazione chirurgica.
- Alloggiamento per strumento supplementare.
- Tastiera a membrana per il controllo di:
 - Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa,
 - Accensione e spegnimento lampada scialitica,
 - Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,
 - Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".
- Maniglia di movimentazione asportabile e autoclavabile.

GRUPPO IDRICO

- Bacinella in ceramica rotante di 160° estraibile e autoclavabile.
- Fontanelle riempimento bicchiere e lavaggio bacinella asportabili e autoclavabili.
- Aspirazione predisposta per anello umido o liquido.

POLTRONA AGO4

- Poltrona elettromeccanica completa di braccio sinistro bianco.
- 4 movimenti guidati (salita - discesa della seduta, salita - discesa dello schienale)
- 4 posizioni programmabili.
- Trendelemburg sincronizzato allo schienale.
- Appoggiatesta con doppia articolazione.
- Sicurezze antischiacciamento per base e spalliera.
- Stability Kit.
- Imbottitura comfort.

PEDALIERA MULTIFUNZIONE

- Attivazione e regolazione della velocità o potenza degli strumenti.
- Attivazione spray e chip air.
- Attivazione dei movimenti della poltrona e dei programmi della stessa.
- Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".

LAMPADA A LED EOS

- Intensità luminosa da 10.000 a 35.000 lux
- Temperatura colore 5000° K
- Rotazione su 3 assi
- Sensore di accensione/spegnimento touchless, touchpad e accensione/spegnimento automatico utilizzando le preimpostazioni della poltrona
- Maniglie smontabili e autoclavabili

NOVITÀ **LAMPADA A LED EOS**

Design essenziale e raffinato. Funzionalità intuitive. Uso intelligente dei materiali. Grazie alla luminosità senza confronti e all'eccezionale durabilità,

- Intensità luminosa da 10.000 a 35.000 lux
- Temperatura colore 5000° K
- Rotazione su 3 assi
- Sensore di accensione/spegnimento touchless, touchpad e accensione/spegnimento automatico utilizzando le preimpostazioni della poltrona
- Maniglie smontabili e autoclavabili



VALORE COMMERCIALE
**€ 1.400
OMAGGIO**

ABLATORE EU A LED P-E

Ablatore a ultrasuoni piezo-elettrico a fibra ottica tramite led con funzioni scaler, perio e endo compatibile con inserti EMS o Satelec.



Le vibrazioni generate sono assolutamente lineari e longitudinali con ricerca di frequenza automatica in base all'inserto utilizzato.

VALORE COMMERCIALE
**€ 1.400
OMAGGIO**

MOTORE INDUZIONE MCX LED BIEN AIR

Momotore ad induzione MCX per conservativa classica, preparazioni e profilassi. Illuminazione a led.

- Velocità di rotazione compresa fra 1.000 e 40.000 giri/min.
- Torque: 2,5 Nw/cm.
- Più corto del 40%
- Più leggero del 33%
- Con comando elettronico Smart Logic, per una potenza costante e precisa senza sbalzi.



**Swiss Made
GARANZIA
3 ANNI**

VALORE COMMERCIALE
**€ 2.600
OMAGGIO**

VALORE RIUNITO € ~~21.980~~

PREZZO OFFERTA € **10.990**

72 CANONI MENSILI A SOLI € 198

Assicurazione All Risks compresa. **Trasporto, montaggio e IVA esclusi.** Fogli illustrativi, tassi e condizioni presso l'ente erogante.

RIUNITO
ISOFLEX
ORTHO

P R O M O
L O U N G E

Le foto sono indicative, ai fini della promozione vale la descrizione nella scheda tecnica

IL TUO NUOVO RIUNITO
PER LO STUDIO
DI PROFILASSI!

AMBIENTE LOUNGE
PER IL MASSIMO RELAX
PER IL PAZIENTE

STRUMENTI NON A VISTA
PER NON INTIMORIRE IL
PAZIENTE

SENZA BACINELLA
PER LA MASSIMA IGIENE

AMBIDESTRO
PER QUALSIASI OPERATORE

PREZZO IRRIPETIBILE

PAGAMENTO "EASY BUY"
CON NOLEGGIO OPERATIVO,
PAGHI DOPO 3 MESI

AFFIDABILITÀ GARANTITA
3 ANNI!



SCARICA
LA SCHEDA TECNICA

3 ANNI
GARANZIA

NOVITÀ

LAMPADA
A LED EOS

Design essenziale e raffinato.
Funzionalità intuitive.
Uso intelligente dei materiali.
Grazie alla luminosità
senza confronti e all'eccezionale
durabilità,

- Intensità luminosa da 10.000 a 35.000 lux
- Temperatura colore 5000° K
- Rotazione su 3 assi
- Sensore di accensione/spegnimento touchless, touchpad e accensione/spegnimento automatico utilizzando le preimpostazioni della poltrona
- Maniglie smontabili e autoclavabili



VALORE
COMMERCIALE
€ 1.400
OMAGGIO

SIRINGA

Modulo siringa completo di siringa Minimate realizzata con materiali di qualità dal design pulito e minimale. Leggera, maneggevole e disegnata con linee ergonomiche, è facile e piacevole da utilizzare.



Sleeve e punta possono essere rimossi, rendendo facile la sterilizzazione in autoclave a 134 °C all'inserto utilizzato.

VALORE
COMMERCIALE
€ 650
OMAGGIO

MOTORE INDUZIONE
MCX LED BIEN AIR

Momotore ad induzione MCX per conservativa classica, preparazioni e profilassi. Illuminazione a led.

- Velocità di rotazione compresa fra 1.000 e 40.000 giri/min.
- Torque: 2,5 Nw/cm.
- Più corto del 40%
- Più leggero del 33%
- Con comando elettronico Smart Logic, per una potenza costante e precisa senza sbalzi.

Swiss Made
GARANZIA
3 ANNI

VALORE
COMMERCIALE
€ 2.600
OMAGGIO



ABLATORE EU A LED P-E

Ablatore a ultrasuoni piezo-elettrico a fibra ottica tramite led con funzioni scaler, perio e endo compatibile con inserti EMS o Satelec.



Le vibrazioni generate sono assolutamente lineari e longitudinali con ricerca di frequenza automatica in base all'inserto utilizzato.

VALORE
COMMERCIALE
€ 1.400
OMAGGIO

COMPLETA IL TUO RIUNITO
(PACK IN OPZIONE)



TURBINA

Modulo turbina a fibre ottiche idoneo per il funzionamento di turbine e sbiancatori a polvere e, specificandolo al momento dell'ordine, può supportare anche il funzionamento di micromotori e ablatori ad aria.

VALORE € —612
PREZZO OFFERTA **€ 390**

VALORE RIUNITO € ~~16.000~~

PREZZO OFFERTA € **8.880**

60 CANONI MENSILI A SOLI € 199

TRASPORTO, MONTAGGIO E IVA ESCLUSI.
PER IL NOLEGGIO OPERATIVO, RICHIEDI
LE CONDIZIONI AD eurodent@eurodent.it
OFFERTA VALIDA FINO AL 31/12/2024


RIUNITO
OASI

PROMO DON'T STOP

IL NUOVO RIUNITO
PRONTO PER IL TUO STUDIO!

PREZZO IRRIPETIBILE

CONSEGNA RAPIDA (10 GG),
CON I 2 COLORI



Le foto sono indicative, ai fini della promozione vale la descrizione nella scheda tecnica

PAGAMENTO "EASY BUY"
CON NOLEGGIO OPERATIVO,
PAGHI DOPO 3 MESI

AFFIDABILITÀ GARANTITA
3 ANNI!



SCARICA
LA SCHEDA TECNICA

3 ANNI
GARANZIA

NOVITÀ

LAMPADA A LED EOS

Design essenziale e raffinato.
Funzionalità intuitive.
Uso intelligente dei materiali.
Grazie alla luminosità
senza confronti e all'eccezionale
durabilità,



- Intensità luminosa da 10.000 a 35.000 lux
- Temperatura colore 5000° K
- Rotazione su 3 assi
- Sensore di accensione/spegnimento touchless, touchpad e accensione/spegnimento automatico utilizzando le preimpostazioni della poltrona
- Maniglie smontabili e autoclavabili

VALORE
COMMERCIALE
€ 1.400
OMAGGIO

SIRINGA

Modulo siringa completo di siringa Minimate realizzata con materiali di qualità dal design pulito e minimale. Leggera, maneggevole e disegnata con linee ergonomiche, è facile e piacevole da utilizzare.



Sleeve e punta possono essere rimossi, rendendo facile la sterilizzazione in autoclave a 134 °C all'inserto utilizzato.

VALORE
COMMERCIALE
€ 650
OMAGGIO

MOTORE INDUZIONE MCX LED BIEN AIR

Momotore ad induzione MCX per conservativa classica, preparazioni e profilassi. Illuminazione a led.

- Velocità di rotazione compresa fra 1.000 e 40.000 giri/min.
- Torque: 2,5 Nw/cm.
- Più corto del 40%
- Più leggero del 33%
- Con comando elettronico Smart Logic, per una potenza costante e precisa senza sbalzi.

Swiss Made
GARANZIA
3 ANNI

VALORE
COMMERCIALE
€ 2.600
OMAGGIO



TURBINA

Modulo turbina a fibre ottiche idoneo per il funzionamento di turbine e sbiancatori a polvere e, specificandolo al momento dell'ordine, può supportare anche il funzionamento di micromotori ablatori ad aria.



VALORE
COMMERCIALE
€ 495
OMAGGIO

COMPLETA IL TUO RIUNITO (PACK IN OPZIONE)

ABLATORE LED P-E

Ablatore a ultrasuoni piezo-elettrico a fibra ottica tramite led con funzioni scaler, perio e endo compatibile con inserti EMS o Satelec.

Le vibrazioni generate sono assolutamente lineari e longitudinali con ricerca di frequenza automatica in base all'inserto utilizzato.



VALORE € **1.400**
PREZZO OFFERTA € **900**

VALORE RIUNITO € ~~16.000~~

PREZZO OFFERTA € **8.880**

60 CANONI MENSILI A SOLI € 199

TRASPORTO, MONTAGGIO E IVA ESCLUSI.
PER IL NOLEGGIO OPERATIVO, RICHIEDI
LE CONDIZIONI AD eurodent@eurodent.it
OFFERTA VALIDA FINO AL 31/12/2024

NOVITÀ

NUOVO DISPLAY LCD TOUCH: intuitivo, pratico e funzionale

Il nuovo display LCD touch rappresenta un miglioramento significativo per il professionista. Tutto è facile e intuitivo, l'attivazione dei comandi è rapida. La visualizzazione delle informazioni sul display è estremamente nitida, garantendo un'interazione efficace. L'accesso alle impostazioni relative ai singoli strumenti, alla poltrona e ai dispositivi integrati è stato ottimizzato per garantire grande produttività.



Con il nuovo display LCD touch nulla è lasciato al caso. L'eccezionale interfaccia di controllo ti permette di regolare tutti i parametri degli strumenti in funzione delle tue esigenze. Potrete per esempio adattare individualmente per ogni strumento la velocità o la potenza oppure la qualità e la quantità di spray, un controllo assoluto per una qualità senza rivali.

Bien Air
PARTNERSHIP CON
BIEN AIR

Ideale per studi multi-professionali, puoi memorizzare tutte le funzioni della poltrona e degli strumenti fino ad un massimo di 5 operatori diversi. Disponibile per elettronica standard e touch. Opzionale per i riuniti odontoiatrici Absolute, Isotron, Isoplus.



P R O M O H E A L T H

Una vasta selezione di seggiolini professionali appositamente progettati per l'utilizzo in ambito odontoiatrico, medico ed estetico. Studiati per adattarsi a qualsiasi posizione lavorativa, gli sgabelli Eurodent uniscono funzionalità, libertà di movimento e comfort, garantendo al tempo stesso una postura corretta. Innovativi, eleganti, confortevoli e di design... tecnicamente progettati per supportare la vostra professione.



Ore di lavoro seduti sullo sgabello. Abbiamo pensato anche al comfort del team odontoiatrico, perché una corretta postura e una posizione di lavoro ottimale sono fondamentali per salvaguardare salute e qualità lavorativa.



SYNCRO T5

Il sedile anatomico ed il movimento sincronizzato dello schienale permettono al medico di sedere nella posizione più comoda e corretta.

PREZZO CATALOGO € ~~900~~

PREZZO FINALE € 630

(*) Sgabello configurato senza poggiatesta.



ASSIST

Il sedile rotondo e lo schienale bracciolo semitondo, permettono all'assistente di sedere comodamente, mantenendo la massima rapidità operativa.

PREZZO CATALOGO € ~~800~~

PREZZO FINALE € 560

(*) Sgabello configurato senza poggiatesta.



HARLEY

Permette di bilanciare perfettamente il peso sulla spina dorsale e di assumere la posizione che riduce al minimo lo stress per legamenti e giunture.

PREZZO CATALOGO € ~~700~~

PREZZO FINALE € 490

(*) Sgabello configurato senza poggiatesta.



SCEGLIAMO ITALIANO



Via Rossini, 26 - 40055 Villanova di Castenaso (BO)
Tel. 051 780465 - Fax 051 781625
eurodent@eurodent.it - www.eurodent.it

Responsabile commerciale:
Sig. ra Giovanna Dozio - Cell. 393 8875521

EURODENT

Treat yourself!