

EURODENT

Treat yourself!

IL RIUNITO CHE
LAVORA PER TE
OGNI GIORNO



20
25

SCOPRI COME
MASSIMIZZARE I TUOI
GUADAGNI

www.eurodent.it

GUADAGNA TEMPO E DENARO CON EURODENT

SCOPRI COME L'ERGONOMIA DI EURODENT TI FA GUADAGNARE TEMPO.

COMFORT CHE FA LA DIFFERENZA:

Con i riuniti Eurodent, il tuo benessere diventa una priorità. Il design ergonomico ti assicura il massimo comfort e una postura perfetta, riducendo lo stress fisico e proteggendo la tua salute. Ogni giorno, lavorare sarà più semplice, più sicuro e decisamente migliore. Scegli Eurodent: il tuo alleato per lavorare al massimo e vivere al meglio.

EFFICIENZA CHE OTTIMIZZA IL TUO LAVORO:

La tecnologia Eurodent è pensata per semplificarti la vita. Ogni comando è al posto giusto, facilmente accessibile e intuitivo, per garantire una perfetta interazione tra te e il tuo riunito. Così, puoi concentrarti solo su ciò che conta: offrire prestazioni impeccabili con il massimo della produttività. Con Eurodent, l'efficienza è sempre dalla tua parte.

SALUTE E PERFORMANCE SENZA COMPROMESSI:

Con i riuniti Eurodent, la tua salute è al centro di ogni progetto. Creiamo soluzioni che minimizzano i rischi della tua professione, garantendoti al contempo performance straordinarie ogni giorno. Scegli Eurodent per un lavoro più sano, più sicuro e una carriera che dura nel tempo.



SCOPRI COME LA QUALITÀ DI EURODENT TI FA GUADAGNARE DENARO.

AFFIDABILITÀ CHE FA LA DIFFERENZA:

Garantiamo i nostri prodotti per 3 anni, perché crediamo nella loro qualità. Niente interventi tecnici, zero ricambi, zero problemi. Con noi, la tua produttività non si ferma mai!

DURATA CHE CONVINCIE:

I nostri riuniti garantiscono prestazioni eccellenti e durature. Ogni dettaglio è studiato con massima precisione e supportato da tecnologie all'avanguardia, per offrirti uno strumento che ti accompagna nel lavoro quotidiano per anni, senza mai deluderti.

VALORE CHE DURA NEL TEMPO:

Scegliere un riunito Eurodent significa fare un investimento intelligente, sicuro e duraturo. Un valore che resta nel tempo, al servizio del tuo successo.



ISOFLEX L'ERGONOMIA SU MISURA



ISOFLEX



ISOFLEX
CONTINENTAL



ISOFLEX
MODULAR/
ORTHO



ISOFLEX
CART



EURODENT conosce l'importanza dell'ergonomia. Ora l'ha sviluppata ai massimi livelli con ISOFLEX: questo nuovo concept di lavoro permette al professionista di trovare sempre la posizione ottimale intorno al paziente, grazie a un sistema che si adatta alle diverse discipline e alle abitudini operative. La libertà offerta da ISOFLEX favorisce la massima flessibilità e fluidità sul lavoro, per raggiungere sempre il miglior risultato del trattamento.

**A PARTIRE
DA € 5.990**

Trasporto, montaggio e IVA esclusi.

SUPREME

L'UNICA POLTRONA MULTIDISCIPLINARE PER L'HEALTHCARE



SUPREME DEN
PER TRATTAMENTI
DI ODONTOIATRIA



SUPREME AES
PER PROCEDURE
MEDICO/ESTETICHE



SUPREME OS
PER INTERVENTI DI
CHIRURGIA ORALE



ERGONOMIA E COMFORT

Per il paziente ma anche per il medico, che può lavorare in posizione eretta o seduta secondo le proprie esigenze.



FUNZIONALITÀ E DESIGN

Una gamma di poltrone adatte alle diverse esigenze chirurgiche. Consente di sdraiare il paziente in posizione supina o prona. Capacità di sollevamento 300 kg.



IGIENE

Tutte le imbottiture sono facilmente rimovibili per agevolare l'igienizzazione delle stesse.



MADE IN ITALY

Progettato e realizzato da un'azienda italiana che ha una particolare e riconosciuta attenzione al design e alla qualità dei materiali di finitura.

RIUNITO
ISOPLUS

01 PROMO
ESSENTIAL

CONSOLE ODONTOIATRA

- Regolazione indipendente della potenza e degli spray di ogni strumento.
- Sistema di sicurezza per la selezione automatica degli strumenti.
- Dispositivo Anti Retraction Valve agli strumenti.
- Tastiera a membrana per il controllo di:
 - Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa,
 - Accensione e spegnimento lampada scialitica,
 - Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,
 - Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position",
 - Controllo di tutte le funzioni degli strumenti.
- Appoggiastrumenti in silicone e maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.
- Tavoleta portatray singolo su braccio articolato.

STRUMENTAZIONE

- Modulo con siringa aria - acqua - spray.
- Modulo per turbina a fibre ottiche.
- Modulo con micromotore elettrico ad induzione MCX LED Bien Air.
- Ablatore a Led P-E compatibile EMS o Satelec.

CONSOLE ASSISTENTE

- Doppio braccio articolato.
- Due canule per aspirazione chirurgica.
- Alloggiamento per strumento supplementare.
- Tastiera a membrana per il controllo di:
 - Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa,
 - Accensione e spegnimento lampada scialitica,
 - Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,
 - Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".
- Maniglia di movimentazione asportabile e autoclavabile.

GRUPPO IDRICO

- Bacinella in ceramica rotante di 160° estraibile e autoclavabile.
- Fontanelle riempimento bicchiere e lavaggio bacinella asportabili e autoclavabili.
- Aspirazione predisposta per anello umido o liquido.

POLTRONA AGO4

- Poltrona elettromeccanica completa di bracciolo sinistro bianco.
- 4 movimenti guidati (salita - discesa della seduta, salita - discesa dello schienale)
- 4 posizioni programmabili.
- Trendelemburg sincronizzato allo schienale.
- Appoggiatesta con doppia articolazione.
- Sicurezze antischiacciamento per base e spalliera.
- Stability Kit.
- Imbottitura comfort.

PEDALIERA MULTIFUNZIONE

- Attivazione e regolazione della velocità o potenza degli strumenti.
- Attivazione spray e chip air.
- Attivazione dei movimenti della poltrona e dei programmi della stessa.
- Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".

LAMPADA A LED EOS

- Intensità luminosa da 10.000 a 35.000 lux
- Temperatura colore 4500° K
- Rotazione su 3 assi
- Sensore di accensione/spegnimento touchless, touchpad e accensione/spegnimento automatico utilizzando le preimpostazioni della poltrona
- Maniglie smontabili e autoclavabili.

VALORE RIUNITO € ~~22.600~~

PREZZO OFFERTA € **11.300**

ASOLI AL MESE € **203***

*Rata indicizzata su 72 canoni mensili. Assicurazione AI Risks compresa. Trasporto, montaggio e IVA esclusi. Fogli illustrativi, tassi e condizioni presso l'ente erogante.



Le foto sono indicative, ai fini della promozione vale la descrizione nella scheda tecnica

3 ANNI
GARANZIA

NOVITÀ

LAMPADA A LED EOS

Design essenziale e raffinato. Funzionalità intuitive. Uso intelligente dei materiali. Grazie alla luminosità senza confronti e all'eccezionale durabilità,

- Intensità luminosa da 10.000 a 35.000 lux
- Temperatura colore 5000° K
- Rotazione su 3 assi
- Sensore di accensione/spegnimento touchless, touchpad e accensione/spegnimento automatico utilizzando le preimpostazioni della poltrona
- Maniglie smontabili e autoclavabili



VALORE COMMERCIALE
€ 1.400
OMAGGIO

ABLATORE EU A LED P-E

Ablatore a ultrasuoni piezo-elettrico a fibra ottica tramite led con funzioni scaler, perio e endo compatibile con inserti EMS o Satelec.



Le vibrazioni generate sono assolutamente lineari e longitudinali con ricerca di frequenza automatica in base all'inserto utilizzato.

VALORE COMMERCIALE
€ 1.400
OMAGGIO

MOTORE INDUZIONE MCX LED BIEN AIR

Motore ad induzione MCX per conservativa classica, preparazioni e profilassi. Illuminazione a led.

- Velocità di rotazione compresa fra 1.000 e 40.000 giri/min.
- Torque: 2,5 Nw/cm.
- Più corto del 40%
- Più leggero del 33%
- Con comando elettronico Smart Logic, per una potenza costante e precisa senza sbalzi.



VALORE COMMERCIALE
€ 2.600
OMAGGIO

Swiss Made
GARANZIA
3 ANNI

Bien Air

RIUNITO
ISOPLUS

02 PROMO
REFRESH

CONSOLE ODONTOIATRA

- Regolazione indipendente della potenza e degli spray di ogni strumento.
- Sistema di sicurezza per la selezione automatica degli strumenti.
- Dispositivo Anti Retraction Valve agli strumenti.
- Tastiera a membrana per il controllo di:
 - Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa,
 - Accensione e spegnimento lampada scialitica,
 - Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,
 - Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position",
 - Controllo di tutte le funzioni degli strumenti.
- Appoggiastrumenti in silicone e maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.
- Tavolettina portatray singolo su braccio articolato.

STRUMENTAZIONE

- Modulo con siringa aria - acqua - spray.
- Modulo per turbina a fibre ottiche.
- Modulo con micromotore elettrico ad induzione fibra ottica led MCX Bien Air.

CONSOLE ASSISTENTE

- Doppio braccio articolato.
- Due canule per aspirazione chirurgica.
- Alloggiamento per strumento supplementare.
- Tastiera a membrana per il controllo di:
 - Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa,
 - Accensione e spegnimento lampada scialitica,
 - Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,
 - Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".
- Maniglia di movimentazione asportabile e autoclavabile.

GRUPPO IDRICO

- Bacinella in ceramica rotante di 160° estraibile e autoclavabile.
- Fontanelle riempimento bicchiere e lavaggio bacinella asportabili e autoclavabili.
- Aspirazione predisposta per anello umido o liquido.

POLTRONA AGO4

- Poltrona elettromeccanica completa di bracciolo sinistro bianco.
- 4 movimenti guidati (salita - discesa della seduta, salita - discesa dello schienale)
- 4 posizioni programmabili.
- Trendelemburg sincronizzato allo schienale.
- Appoggiatesta con doppia articolazione.
- Sicurezze antischiacciamento per base e spalliera.
- Stability Kit
- Imbottitura comfort.

PEDALIERA MULTIFUNZIONE

- Attivazione e regolazione della velocità o potenza degli strumenti.
- Attivazione spray e chip air.
- Attivazione dei movimenti della poltrona e dei programmi della stessa.
- Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".

LAMPADA A LED EOS

- Intensità luminosa da 10.000 a 35.000 lux
- Temperatura colore 5000° K
- Rotazione su 3 assi
- Sensore di accensione/spegnimento touchless, touchpad e accensione/spegnimento automatico utilizzando le preimpostazioni della poltrona
- Maniglie smontabili e autoclavabili.

3 ANNI
GARANZIA

Le foto sono indicative, ai fini della promozione vale la descrizione nella scheda tecnica

NOVITÀ

LAMPADA A LED EOS

Design essenziale e raffinato. Funzionalità intuitive.

Uso intelligente dei materiali. Grazie alla luminosità senza confronti e all'eccezionale durabilità,

- Intensità luminosa da 10.000 a 35.000 lux
- Temperatura colore 5000° K
- Rotazione su 3 assi

- Sensore di accensione/spegnimento touchless, touchpad e accensione/spegnimento automatico utilizzando le preimpostazioni della poltrona
- Maniglie smontabili e autoclavabili

VALORE COMMERCIALE
€ 1.400
OMAGGIO

TURBINA

Modulo turbina a fibre ottiche idoneo per il funzionamento di turbine e sbiancatori a polvere e, specificandolo al momento dell'ordine, può supportare anche il funzionamento di micromotori ablatori ad aria.

VALORE COMMERCIALE
€ 495
OMAGGIO

MOTORE INDUZIONE MCX LED BIEN AIR

Motore ad induzione MCX per conservativa classica, preparazioni e profilassi. Illuminazione a led.

- Velocità di rotazione compresa fra 1.000 e 40.000 giri/min.
- Torque: 2,5 Nw/cm.
- Più corto del 40%
- Più leggero del 33%
- Con comando elettronico Smart Logic, per una potenza costante e precisa senza sbalzi.

Swiss Made
GARANZIA 3 ANNI

Bien Air

VALORE COMMERCIALE
€ 2.600
OMAGGIO

COMPLETA IL TUO RIUNITO (PACK IN OPZIONE)

ABLATORE LED P-E

Ablatore a ultrasuoni piezo-elettrico a fibra ottica tramite led con funzioni scaler, perio e endo compatibile con inserti EMS o Satelec.

Le vibrazioni generate sono assolutamente lineari e longitudinali con ricerca di frequenza automatica in base all'inserto utilizzato.

VALORE COMMERCIALE
€ 1.400

A PARTIRE DA
€ 9.900

A SOLI € 178* AL MESE

*Rata indicizzata su 72 canoni mensili. Promozione valida fino ad esaurimento scorte. Trasporto, montaggio e IVA esclusi.

RIUNITO ISOTRON TOUCH

03 PROMO ADVANCED

NOVITÀ CONSOLE TOUCH



CONSOLE ODONTOIATRA

- Regolazione indipendente della potenza e degli spray di ogni strumento.
- Sistema di sicurezza per la selezione automatica degli strumenti.
- Dispositivo Anti Retraction Valve agli strumenti.
- **Display per il controllo di tutti i parametri degli strumenti in funzione delle proprie esigenze.**
- **Touch screen capacitivo per il controllo di:**
 - **Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa,**
 - **Accensione e spegnimento lampada scialitica,**
 - **Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,**
 - **Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position",**
 - **Controllo di tutte le funzioni degli strumenti.**
- Appoggiastrumenti in silicone e maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.
- Tavoletta portatray doppio su braccio articolato.

STRUMENTAZIONE

- Modulo con siringa aria - acqua - spray.
- Modulo per turbina a fibre ottiche.
- **Modulo con micromotore elettrico endodontico MX2 PLUS Bien Air, dotato di luce LED regolabile.**
- Ablatore a Led P-E compatibile EMS o Satelec.
- Lampada fotopolimerizzante EU-H.

CONSOLE ASSISTENTE

- Doppio braccio articolato.
- Due canule per aspirazione chirurgica.
- Alloggiamento per strumento supplementare.
- Tastiera a membrana per il controllo di:
 - **Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa,**
 - **Accensione e spegnimento lampada scialitica,**
 - **Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,**
 - **Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".**
- Maniglia di movimentazione asportabile e autoclavabile.

GRUPPO IDRICO

- Bacinella in ceramica rotante di 160° estraibile e autoclavabile.
- Fontanelle riempimento bicchiere e lavaggio bacinella asportabili e autoclavabili.
- Aspirazione predisposta per anello umido o liquido.
- Safespray

POLTRONA AGO4

- Poltrona elettromeccanica completa di bracciolo sinistro bianco.
- 4 movimenti guidati (salita - discesa della seduta, salita - discesa dello schienale)
- 4 posizioni programmabili.
- Trendelemburg sincronizzato allo schienale.
- Appoggiatesta con doppia articolazione.
- Sicurezze antischiacciamento per base e spalliera.
- Stability Kit.
- Imbottitura comfort.

PEDALIERA WIRELESS MULTIFUNZIONE

- Attivazione e regolazione della velocità o potenza degli strumenti.
- Attivazione spray e chip air.
- Attivazione dei movimenti della poltrona e dei programmi della stessa.
- Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".
- Possibilità di personalizzare i comandi secondo le proprie esigenze.

LAMPADA SCIALITICA A LED EU MAIA

- Intensità luminosa 45000 lux, temperatura di colore 5000° K.
- Maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.
- Rotazione su 2 assi.

**3 ANNI
GARANZIA**

SAFESPRAY

Un contenitore pressurizzato che consente l'utilizzo di acqua distillata (eventualmente addizionata con igienizzanti) destinata agli spray di tutti gli strumenti della tavoletta medico e della siringa assistente.



VALORE COMMERCIALE
**€ 400
OMAGGIO**

LAMPADA A LED EU MAIA

La tecnologia a LED e il perfetto bilanciamento del sistema di rotazione, permettono un ottimo posizionamento del fascio luminoso. L'accurata definizione dello spot luminoso elimina l'abbagliamento, tutelando gli occhi dei vostri pazienti.

- Intensità luminosa da 3.000 a 45.000 lux.
- Temperatura di colore 5.000° K.
- Dimensioni spot luminoso 85x170 mm.
- Rotazione su 2 assi.
- Regolazione dell'intensità luminosa.
- Con parabola riflettente.
- Maniglie smontabili e autoclavabili.
- Maniglie smontabili e autoclavabili



VALORE COMMERCIALE
**€ 2.000
OMAGGIO**

ABLATORE EU A LED P-E

Ablatore a ultrasuoni piezo-elettrico a fibra ottica tramite led con funzioni scaler, perio e endo compatibile con inserti EMS o Satelec.



Le vibrazioni generate sono assolutamente lineari e longitudinali con ricerca di frequenza automatica in base all'inserto utilizzato.

VALORE COMMERCIALE
**€ 1.400
OMAGGIO**

MOTORE INDUZIONE ENDODONTICO MX2 PLUS BIEN AIR

Per endodonzia, chirurgia, conservativa e profilassi: velocità di rotazione compresa fra 100 e 40.000 giri/min. Torque: 3,5 Nw/cm

- Incredibilmente piccolo ed estremamente leggero
- Potenza elevata con coppia costante
- Dotato di luce LED con intensità luminosa aumentata e temperatura del colore ottimizzata
- Non richiede manutenzione
- In acciaio resistente agli urti
- Con comando elettronico Smart Logic, per una velocità costante esente da vibrazioni

**Swiss Made
GARANZIA 3 ANNI**

VALORE COMMERCIALE
**€ 2.890
OMAGGIO**

SCOPRI IL NUOVO MOTORE A INDUZIONE

MX2

PLUS



Bien Air



LAMPADA FOTOPOLIMERIZZANTE EU-H

Lampada fotopolimerizzante EU-H con due programmi (ortodontico e standard) con potenze regolabili da 1000 a 1800 mW/cm² e lunghezza d'onda da 420 nm a 480 nm



VALORE COMMERCIALE
**€ 700
OMAGGIO**

VALORE RIUNITO **€ 28.980**

PREZZO OFFERTA **€ 14.490**

ASOLI AL MESE € 261*

*Rata indicizzata su 72 canoni mensili. Assicurazione AI Risks compresa. Trasporto, montaggio e IVA esclusi. Fogli illustrativi, tassi e condizioni presso l'ente erogante.

Le foto sono indicative, al fine della promozione vale la descrizione nella scheda tecnica

RIUNITO
OASI

04 PROMO
DON'T STOP

IL NUOVO RIUNITO
PRONTO PER IL TUO STUDIO!

PREZZO IRRIPETIBILE

CONSEGNA RAPIDA (10 GG),
CON I 2 COLORI



PAGAMENTO "EASY BUY"
CON NOLEGGIO OPERATIVO,
PAGHI DOPO 3 MESI

AFFIDABILITÀ GARANTITA
3 ANNI!



SCARICA
LA SCHEDA TECNICA

3 ANNI
GARANZIA

Le foto sono indicative, ai fini della promozione vale la descrizione nella scheda tecnica

NOVITÀ

LAMPADA
A LED EOS

Design essenziale e raffinato.
Funzionalità intuitive.

Uso intelligente dei materiali.
Grazie alla luminosità senza
confronti e all'eccezionale durabilità,

- Intensità luminosa da 10.000 a 35.000 lux
- Temperatura colore 5000° K
- Rotazione su 3 assi
- Sensore di accensione/spengimento touchless, touchpad e accensione/spengimento automatico utilizzando le preimpostazioni della poltrona
- Maniglie smontabili e autoclavabili



VALORE COMMERCIALE
€ 1.400
OMAGGIO

SIRINGA

Modulo siringa completo di siringa Minimate realizzata con materiali di qualità dal design pulito e minimale. Leggera, maneggevole e disegnata con linee ergonomiche, è facile e piacevole da utilizzare.



Sleeve e punta possono essere rimossi, rendendo facile la sterilizzazione in autoclave a 134 °C all'inserto utilizzato.

VALORE COMMERCIALE
€ 650
OMAGGIO

MOTORE INDUZIONE MCX LED BIEN AIR

Motore ad induzione MCX per conservativa classica, preparazioni e profilassi. Illuminazione a led.

- Velocità di rotazione compresa fra 1.000 e 40.000 giri/min.
- Torque: 2,5 Nw/cm.
- Più corto del 40%
- Più leggero del 33%
- Con comando elettronico Smart Logic, per una potenza costante e precisa senza sbalzi.



VALORE COMMERCIALE
€ 2.600
OMAGGIO

Swiss Made
GARANZIA
3 ANNI

Bien Air

TURBINA

Modulo turbina a fibre ottiche idoneo per il funzionamento di turbine e sbiancatori a polvere e sbiancatori al momento dell'ordine, può supportare anche il funzionamento di micromotori ablatori ad aria.



VALORE COMMERCIALE
€ 495
OMAGGIO

COMPLETA IL TUO RIUNITO
(PACK IN OPZIONE)

ABLATORE LED P-E

Ablatore a ultrasuoni piezo-elettrico a fibra ottica tramite led con funzioni scaler, perio e endo compatibile con inserti EMS o Satelec.

Le vibrazioni generate sono assolutamente lineari e longitudinali con ricerca di frequenza automatica in base all'inserto utilizzato.



VALORE COMMERCIALE
€ 1.400

A PARTIRE DA
€ 8.880

A SOLI € 297* AL MESE

*Rata indicizzata su 36 canoni mensili.
Promozione valida fino ad esaurimento scorte.
Trasporto, montaggio e IVA esclusi.

SGABELLI EURODENT: PER UNA CORRETTA POSTURA DURANTE IL TRATTAMENTO

Un ambiente di lavoro ergonomico e confortevole è essenziale per la tua salute e il tuo benessere. Niente influisce sulla tua postura tanto quanto lo sgabello su cui tu e i tuoi collaboratori vi sedete ogni giorno per lavorare. Gli sgabelli Eurodent uniscono funzionalità, libertà di movimento e comfort, garantendo al tempo stesso una postura corretta. Innovativi, eleganti e di design... tecnicamente progettati per supportare la vostra professione.



SGABELLO SINCRO T5

Il sedile anatomico ed il movimento sincronizzato dello schienale permettono al medico di sedere nella posizione più comoda e corretta.

PREZZO CATALOGO € ~~945*~~

PREZZO FINALE € **630**

(*) Sgabello configurato senza poggiatesta.



SGABELLO ASSIST

Il sedile rotondo e lo schienale bracciato semitondo, permettono all'assistente di sedere comodamente, mantenendo la massima rapidità operativa.

PREZZO CATALOGO € ~~840*~~

PREZZO FINALE € **560**

(*) Sgabello configurato senza poggiatesta.



SGABELLO HARLEY

Permette di bilanciare perfettamente il peso sulla spina dorsale e di assumere la posizione che riduce al minimo lo stress per legamenti e giunture.

PREZZO CATALOGO € ~~735*~~

PREZZO FINALE € **490**

(*) Sgabello configurato senza poggiatesta.



SCEGLIAMO ITALIANO



Via Rossini, 26 - 40055 Villanova di Castenaso (BO)
Tel. 051 780465 - Fax 051 781625
eurodent@eurodent.it - www.eurodent.it

Responsabile commerciale:
Sig. ra Giovanna Dozio - Cell. 393 8875521

EURODENT

Treat yourself!